












COX Antibodies

COX Antibodies				※MW : マイクロウエーブ処理が必要				
製品番号	製品名		容量	価格	IHC 適用 ホ/ハ切片	WB 適用	備考	
18511 ①	Anti- Human	COX-1 (C24)	Rabbit IgG Affinity Purify	100 µg	¥ 58,000	-	○ 2-5 µg/mL	ヒト血小板、HEL 細胞株で陽性。免疫沈降反応で使用可能
18521 ②	Anti-Rat	COX-1 (C448)	Rabbit IgG Affinity Purify	100 µg	¥ 58,000	○ (※ MW) 5 µg/mL	○ 2-5 µg/mL	ラット血小板 腹腔マクロファージで陽性
10211 ③	Anti- Human	COX-2 (13H14)	Mouse IgG MoAb	100 µg	¥ 48,000	○ (※ MW) 2-4 µg/mL	○ 2-5 µg/mL	Human COX-1 と非交差。免疫沈降反応で使用可能
18515 ④	Anti- Human	COX-2 (C295)	Rabbit IgG Affinity Purify	100 µg	¥ 58,000	○ (※ MW) 2-10 µg/mL	○ 2-5 µg/mL	ダウン氏病、アルツハイマー病患者の大脳皮質および大腸がん組織切片などで陽性例あり。TPA 刺激 U937 細胞株で陽性
18516 ⑤	Anti- Human	COX-2 (C631)	Rabbit IgG Affinity Purify	100 µg	¥ 48,000	○ (※ MW) 2-5 µg/mL	○ 2-5 µg/mL	TPA 刺激 U937 細胞株で陽性
18525 ⑥	Anti-Rat	COX-2 (C580)	Rabbit IgG Affinity Purify	100 µg	¥ 58,000	-	○ 2-5 µg/mL	LPS 刺激ラット腹腔マクロファージで陽性
18955 ⑦	Anti-Rat	COX-2	Rabbit IgG Affinity Purify	100 µg	¥ 58,000	○ (※ MW) 5 µg/mL	○ 5 µg/mL	Rat COX-1 と非交差

Western blotting



免疫染色法



③, ④, ⑤ ヒト肺腺癌
②, ⑦木口薫先生 (Anderson Cancer Center, Texas, USA) 川本 徹先生 (筑波大外科講師) よりご提供いただきました。
蛍光染色法 erbB2 transgenic mouse の胆嚢癌 (ホルマリン固定、パラフィン包埋切片、マイクロウエーブ前処理)