

タゴシッド TDM キット - IBL

日差再現性試験結果

同一の3濃度コントロール血清を用いて6日で測定
各測定ごとに各コントロール血清を2回測定

測定	低濃度 (8 μ g/ml)		中濃度 (36 μ g/ml)		高濃度 (76 μ g/ml)	
	測定値	平均値	測定値	平均値	測定値	平均値
1	8.53	8.52	37.34	36.65	75.57	75.90
	8.51		35.97		76.22	
2	8.47	8.21	35.28	34.51	76.66	73.76
	7.95		33.75		70.85	
3	8.81	8.32	36.52	35.61	72.65	73.56
	7.82		34.71		74.47	
4	8.34	8.11	34.17	33.87	69.42	70.45
	7.88		33.57		71.48	
5	8.14	7.93	36.31	36.06	74.08	74.39
	7.71		35.82		74.70	
6	7.92	7.74	36.55	35.07	72.89	73.93
	7.56		33.58		74.97	
平均値	8.14		35.30		73.66	
S D	0.28		1.02		1.78	
% C V	3.42		2.89		2.42	