

分析サービスの流れ

お問い合わせ（弊社 営業部）→ 分析内容のご説明 → お見積り → 発注
→ 検体送付（弊社秋田解析センター） → 抽出・分析 → 報告および納品

価格表

	価格/検体(税別)
総胆汁酸量測定	¥11,500

価格等は別途ご相談ください。

*上記価格は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

検体採取・検体量・保存方法

検体採取後、付着した血液を生理食塩水で洗い流し、ペーパータオルなどで拭き取って下さい。
測定部位100mg以上を容器に移し、「1」から始まる通し番号をご記入下さい。
-20℃以下で速やかに凍結し保管してください。

測定項目	検体	検体量	保存方法
胆汁酸	肝臓*3	100mg	凍結

*3 肝臓以外の組織サンプルをご希望の方は必ず事前にお問い合わせ下さい。

結果報告

電子データ(Excel, PDF)の報告書をお返しいたします。

測定結果

株式会社〇〇〇〇〇〇 △△△様

測定項目 TBA (酵素法)

測定日 _____

お問い合わせ番号	検体名	結果	単位	コメント
-tTBA1000-1	1	30.0	μg/g	肝臓1gに含まれる TBA量
-tTBA1000-2	2	40.0		
-tTBA1000-3	3	80.0		
-tTBA1000-4	4	100.0		
-tTBA1000-5	5	120.0		

