

LipoCULTURE サービス価格・検体送付方法

お客様の試験系にて取得した培養上清サンプルを弊社へ送付頂き、弊社にてリポタンパク質を解析致します。

【価格（税別）】

Cho&TG : ¥18,000-

【検体量】

培養上清 300 μ L

無血清培地(pHインジケータ-無し)での培養を推奨いたします。

【送付方法】

凍結保存してお送り下さい。冷蔵検体での測定をご希望の場合は数検体であれば対応可能です。その場合は採取後、1週間以内に送付下さい。(事前に送付日の予定もご相談下さい。)

【注意事項】

- 凍結融解を繰り返すことにより、リポタンパク質の分解が促進される可能性があります。
- 元々の検体濃度によっては、N.D.となる可能性がありますので、ご了承下さい。
- バックグラウンドとなる培地測定にも、検体と同じ料金が発生します。不要の場合にはお申し付け下さい。
- 細胞試験から委託希望される場合、弊社提携先企業をご紹介可能です。ご相談下さい。
- サービス内容、価格は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。

