

LipoCULTURE サービス価格・検体送付方法

髄液およびお客様の試験系にて取得した培養上清サンプルを弊社へ送付頂き、弊社にてリポタンパク質を解析致します。

【価格（税別）】

Cho&TG : ¥20,000-

【検体量】

髄液、培養上清 600 μ L推奨(350 μ L以上必須)

無血清培地(pHインジケーター無し)での培養を推奨いたします。

※ pHインジケーター含有サンプルでの測定の場合、追加費用を頂戴いたします。

追加料金: ¥10,000-

【送付方法】

凍結保存してお送り下さい。冷蔵検体での測定をご希望の場合は数検体であれば対応可能です。その場合は採取後、1週間以内に送付下さい。(事前に送付日の予定もご相談下さい。)

【注意事項】

- 凍結融解を繰り返すことにより、リポタンパク質の分解が促進される可能性があります。
- 元々の検体濃度によっては、N.D.となる可能性がありますので、ご了承下さい。
- バックグラウンドとなる培地測定にも、検体と同じ料金が発生します。ご希望の場合は検体とともにご依頼下さい。
- 細胞試験から委託希望される場合、弊社提携先企業をご紹介可能です。ご相談下さい。
- サービス内容、価格は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。

