

タゴシッド TDM キット - IBL
ロット間再現性

キット5ロットを用い3濃度コントロール血清を8回測定

ロット番号	低濃度 (8 μ g/ml)		中濃度 (36 μ g/ml)		高濃度 (76 μ g/ml)	
26348	6.31	平均値 6.81 SD:0.25 %CV3.67	34.28	平均値 34.66 SD:0.53 %CV1.52	73.34	平均値 73.83 SD:1.45 %CV1.97
	6.69		34.97		73.83	
	6.64		34.01		73.14	
	7.05		34.85		74.59	
	7.06		34.82		72.47	
	6.88		33.90		74.20	
	6.89		35.11		72.22	
	6.92		35.32		76.82	
26352	7.28	平均値 7.61 SD:0.20 %CV2.67	35.01	平均値 35.86 SD:0.89 %CV2.47	75.86	平均値 75.89 SD:1.57 %CV2.06
	7.71		35.30		77.66	
	7.35		36.87		73.44	
	7.59		36.12		75.50	
	7.69		34.60		78.44	
	7.63		36.56		76.05	
	7.90		35.46		75.03	
	7.72		36.93		75.10	
26363	7.52	平均値 7.57 SD:0.20 %CV2.63	34.38	平均値 35.31 SD:0.46 %CV1.31	65.82	平均値 75.36 SD:4.74 %CV6.29
	7.66		35.17		75.72	
	7.16		35.40		72.02	
	7.68		35.24		74.26	
	7.55		36.03		77.59	
	7.62		35.53		79.96	
	7.86		35.25		80.28	
	7.54		35.48		77.21	

ロット番号	低濃度 (8 μ g/ml)		中濃度 (36 μ g/ml)		高濃度 (76 μ g/ml)	
26159	7.60	平均値 7.73 SD:0.23 %CV2.95	33.60	平均値 35.93 SD:1.60 %CV4.46	72.73	平均値 76.82 SD:2.49 %CV3.25
	7.46		35.19		75.68	
	7.76		33.98		75.72	
	7.68		35.87		74.90	
	7.81		36.07		78.33	
	7.51		37.73		79.08	
	8.17		37.29		77.78	
	7.88		37.68		80.33	
ロット番号	低濃度 (8 μ g/ml)		中濃度 (36 μ g/ml)		高濃度 (76 μ g/ml)	
25979	7.75	平均値 8.41 SD:0.37 %CV4.39	35.59	平均値 37.23 SD:0.84 %CV2.26	72.92	平均値 81.34 SD:4.89 %CV5.52
	8.00		36.62		77.89	
	8.41		37.56		80.97	
	8.43		37.08		83.71	
	8.87		37.30		81.38	
	8.65		37.43		86.66	
	8.69		38.14		80.92	
	8.47		38.17		86.23	
n	5		5		5	
平均値	7.63		35.80		76.65	
S D	0.57		0.95		2.84	
% C V	7.46		2.65		3.70	