



2次抗体 免疫組織化学用関連試薬

- 研究用試薬 -

- IBLの免疫グロブリン抗体およびその標識抗体は、抗原特異精製後、他動物免疫グロブリンにて吸収済みです。
(但し抗血清は未吸収です)
- 他動物免疫グロブリンとの交差反応はすべて 0.1% 以下です。

製品コード	製品名	容量	定価 (税抜き)	小容量	定価 (税抜き)
■ Anti-Human IgG(Fc)Goat Goat IgG, Rabbit IgG, Mouse IgG, Rat IgG 吸収済み					
17567	Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Affinity Purify	1 mg	¥ 19,000	50 μ G	¥ 10,000
17507	Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Fab' - HRP	0.2 mg	¥ 38,000	10 μ G	¥ 10,000
■ Anti-Mouse IgG(H+L)Goat Goat IgG, Rabbit IgG, Rat IgG, Human IgG 吸収済み					
17661	Anti-Mouse IgG (H+L) Goat IgG Affinity Purify	1 mg	¥ 36,000	-	-
17601	Anti-Mouse IgG (H+L) Goat IgG Fab' - HRP	0.2 mg	¥ 42,000	10 μ G	¥ 10,000
■ Anti-Mouse IgG(H+L)Rabbit Goat IgG, Rabbit IgG, Human IgG 吸収済み, Rat IgG 未吸収					
17568	Anti-Mouse IgG (H+L) Rabbit IgG Affinity Purify	1 mg	¥ 26,000	50 μ G	¥ 10,000
17508	Anti-Mouse IgG (H+L) Rabbit IgG Fab' - HRP	0.2 mg	¥ 29,000	10 μ G	¥ 10,000
■ Anti-Rabbit IgG(H+L)Goat Goat IgG, Mouse IgG, Rat IgG, Human IgG 吸収済み					
17562	Anti-Rabbit IgG (H+L) Goat IgG Affinity Purify	1 mg	¥ 32,000	-	-
17502	Anti-Rabbit IgG (H+L) Goat IgG Fab' - HRP	0.2 mg	¥ 38,000	20 μ G	¥ 15,000
■ 正常動物血清 ※2次抗体の非特異反応のブロッキングに適した試薬です。					
17302	Rabbit Whole Serum (ウサギ正常血清)	4 x 5 mL	¥ 6,000	-	-
フィルター濾過、非働化处理、防腐剤(Na ₂ S ₂ O ₃ 0.05%)添加後、凍結乾燥してあります。 保存方法 : 2 ~ 8°C 保存 バルク供給いたします。弊社又は代理店までお問合せ下さい。					
■ IgG ※免疫組織染色の陰性コントロールとして最適です。					
17317	Goat IgG	1 mg	¥ 15,000	-	-
17314	Mouse IgG	1 mg	¥ 15,000	-	-
17312	Rabbit IgG	1 mg	¥ 15,000	-	-
17316	Rat IgG	1 mg	¥ 15,000	-	-
保存方法 : 2 ~ 8°C 保存					

取扱い販売代理店