



# アルツハイマー病関連 Assay Kit 一覧

豊富な製品ラインナップ！

- 研究用試薬 -

IBL Assay Kit (96Well)

製品コード	検出対象	製品名	定価 (税別)	測定範囲	測定対象				
					血清	EDTA- 血漿	CSF	脳組織 抽出液	培養 上清
<b>Amyloid<math>\beta</math></b>									
27729	H	Human A $\beta$ (1-x)	78,000円	7.81-500 pg/mL	○	○	○	○	○
27717	H	Human A $\beta$ (1-38) (FL)	120,000円	9.38-600 pg/mL	-	-	○	-	○
27713	H	Human A $\beta$ (1-40)	78,000円	7.81-500 pg/mL	○	○	○	○	○
27718	H	Human A $\beta$ (1-40) (FL)	78,000円	1.56-100 pg/mL	○	○	○	○	○
27711	H	Human A $\beta$ (1-42)	78,000円	12.5-800 pg/mL	-	-	○	○	○
27719	H	Human A $\beta$ (1-42) (FL)	120,000円	1.56-100 pg/mL	-	○	○	-	○
27710	H	Human A $\beta$ (1-43) (FL)	120,000円	2.34-150 pg/mL	-	-	○	-	○
27418	H	Human A $\beta$ (N3pE-40)	78,000円	3.13-200 pg/mL	-	-	-	○	-
27716	H	Human A $\beta$ (N3pE-42)	78,000円	7.75-496 pg/mL	-	-	-	○	-
27725	H	Human A $\beta$ Oligomers (82E1-specific)	120,000円	18.98-1215 pmol/mL	○	○	-	○	-
27709	H	Human A $\beta$ Toxic Oligomer <b>New</b>	120,000円	3.13 ~ 200 pg/mL	-	-	○	-	-
27720	M/R	Mouse/Rat A $\beta$ (1-40) (h.s.)	78,000円	1.56-100 pg/mL	○	○	-	○	○
27721	M/R	Mouse/Rat A $\beta$ (1-42)	78,000円	1.56-100 pg/mL	○	○	-	-	-
<b>APP</b>									
27736	H	Human APP770	150,000円	0.10-6.2 ng/mL)	-	○	○	-	○
27731	H	Human sAPP, Total (h.s.)	98,000円	0.39-25 ng/mL	○	○	○	-	○
27734	H	Human sAPP $\alpha$ (h.s.)	98,000円	0.78-50 ng/mL	○	○	○	-	○
27732	H	Human sAPP $\beta$ -w (h.s.)	98,000円	0.78-50 ng/mL	-	○	○	-	○
27733	H	Human sAPP $\beta$ -sw (h.s.)	98,000円	0.39-25 ng/mL	-	○*1	-	-	○
27776	H	Human APP $\beta$ CTF	98,000円	0.19-12 pmol/L	培養細胞抽出液				
27416	M	Mouse sAPP $\beta$ -w	120,000円	13 ~ 800 pg/mL	-	○	-	-	○
27419	M/R	Mouse/Rat sAPP $\alpha$ (h.s.)	98,000円	4.1-260 pg/mL	○	○	-	-	○
<b><math>\alpha</math> 2,6-シアル酸転移酵素 ST6Gal I</b>									
27408	R	Rat ST6Gal I (E41 Form)	98,000円	0.31-20 ng/mL	○	○			○
27762	H/M/R	$\alpha$ 2, 6-Sialyltransferase (ST6Gal)	98,000円	1.09-70 ng/mL	○	○			○
<b>BACE1</b>									
27752	H/M/R	BACE1	98,000円	1.56-100 ng/mL	培養細胞抽出液			○	-

【検出対象】 H: ヒト M: マウス R: ラット \*1 Tg2576

# Amyloid $\beta$

$\beta$ -Secretase

$\alpha$ -Secretase

$\gamma$ -Secretase




Polyclonal Antibody Monoclonal Antibody Assay kit

$\beta$ -Secretase


$\alpha$ -Secretase

$\gamma$ -Secretase

Antibodies



ELISA Kits



# APP

Polyclonal Antibody

Monoclonal Antibody


Assay kit

## ST6Gal I

**β-Secretase**

**α-Secretase**


**γ-Secretase**




ELISA Kits



Human



Mouse Rat



**β-Secretase**

**α-Secretase**

**γ-Secretase**

## Amyloidβ

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIAI

(製品・受託測定に関するお問合せ、請求先)



# アルツハイマー病関連 抗体製品一覧

豊富な製品ラインアップ!

- 研究用試薬 -

※一律15,000円

製品コード	検出対象	製品名	アプリケーション	定価 (税別)	容量	小容量※
<b>Amyloidβ</b>						
10323	H	Anti-Human Aβ (N) (82E1) Mouse IgG	IHC, WB, IP	58,000円	50μG	5μG
10326	H	Anti-Human Aβ (N) (82E1) Mouse IgG Biotin	IHC, WB, IP	58,000円	50μG	5μG
18584	H	Anti-Human Aβ (N) Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10027	H	Anti-Human Aβ (11-28) (12B2) Mouse IgG	IHC, WB, IP	65,000円	50μG	5μG
18580	H	Anti-Human Aβ (1-40) Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
10047	H	Anti-Human Aβ (35-40) (1A10) Mouse IgG	IHC, WB, IP	65,000円	50μG	5μG
18582	H	Anti-Human Aβ (1-42) Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
18583	H	Anti-Human Aβ (1-43) Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
18591	H	Anti-Human Aβ (N3pE) Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
10379	H	Anti-Human Aβ E22P (11A1) Mouse IgG	IHC, WB, IP	58,000円	50μG	5μG
11115	H	Anti-Human Aβ (38-42) (44A3) Mouse IgG	IHC, WB, IP	65,000円	50μG	5μG
<b>APP</b>						
11090	H	Anti-Human APP (N) (10D1) Mouse IgG	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
18961	H	Anti-Human APP (C) Rabbit IgG	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
28053	H/M/R	Anti-APP (18) Rabbit IgG	WB	58,000円	100μG	10μG
28055	M/R	Anti-Mouse/Rat APP (597) Rabbit IgG	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
28133	H	Anti-Human APP770 (351) Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
28021	H/M	Anti-APP (Phosphorylated) Rabbit IgG	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
11088	H	Anti-Human sAPPα (2B3) Mouse IgG	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
18957	H	Anti-Human sAPPβ-Wild Type Rabbit IgG	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
10321	H	Anti-Human sAPPβ-sw (6A1) Mouse IgG	WB, ICC	53,000円	100μG	10μG
<b>α 2,6-シアル酸転移酵素 ST6Gal I</b>						
18983	R	Anti-Rat ST6Gal I (E41) Rabbit IgG	WB	58,000円	100μG	10μG
18985	H/M/R	Anti-ST6Gal I (C) Rabbit IgG	WB	58,000円	100μG	10μG
28047	H/M/R	Anti-ST6Gal I (M2) Rabbit IgG	WB	58,000円	100μG	10μG
18711	H/M/R	Anti-Human BACE1(C) Rabbit IgG	IHC, WB, IP	58,000円	100μG	10μG
28051	H/M/R	Anti-BACE1 (42) Rabbit IgG Affinity Purify	WB, ICC	58,000円	100μG	10μG
<b>その他・アルツハイマー病関連抗体</b>						
18721	H	Anti-Human Tau Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
11092	H	Anti-Human Tau (Phosphorylated) (C5) Mouse IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10233	H	Anti-Human Tau/Amino Junction (9A1) Mouse IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10235	H	Anti-Human Tau/E2 Junction (1A1) Mouse IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10237	H	Anti-Human Tau/Repeat Domain (2B11) Mouse IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10025	H	Anti-Human ApoE4 (5B5) Mouse IgG	IHC, WB	53,000円	200μG	10μG
28023	M/R	Anti-Drebrin A (DAS2) Rabbit IgG	IHC, WB, ICC	58,000円	50μG	5μG
28069	R	Anti-Rat LRG (128) Rabbit IgG	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10151	H	Anti-Human Presenilin-1 (17C2) Mouse IgG	IHC, WB	53,000円	200μG	15μG

【検出対象】 H: ヒト M: マウス R: ラット

取扱い販売代理店