

コード No. 10098

**Anti-Human
Platelets (KOR-P77) Mouse IgG MoAb**

容量 : 500 μ g

はじめに : 本製品は、巨核芽球性白血病の検索に有用な抗体です。

免疫抗原 : Human Platelets

起源 : マウス×マウス ハイブリドーマ (培養上清)
(NS-18Ag× BALB/c マウス脾臓細胞)

クローン名 : KOR-P77

サブクラス : IgG1

精製方法 : Protein A による特異精製

包装形態 : 1% BSA, 0.05% NaN₃ 含有 PBS 1.0 ml に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 蒸留水 1.0 ml 添加

保存方法及び : 2 ~ 8 °C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定

使用目的及び : 巨核芽球性白血病の検索にご使用下さい。

使用方法

特異性 : gp1b, gp2b-3a と非交差