

コード No. 16002

**Anti-
S-100 Protein Rabbit IgG Affinity Purify**

容量 : 0.2 ml

はじめに : S-100 タンパク質は、グリオーマの腫瘍マーカーとしての意義をもつタンパク質で、 α と β の2つのサブユニットを持ち、神経膠細胞などに存在します。本製品は、S-100 タンパク質に特異的な抗体であり、各種脳研究に有用です。

免疫抗原 : Bovine brain S-100 protein

包装形態 : 1% BSA, 0.05% NaN₃ 含有 PBS 0.2 ml に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 蒸留水 0.2 ml 添加

保存方法及び : 2~8°C保存 5年間安定

安定性 : 溶解後 -20 °C保存 2年間安定

使用目的及び : 免疫組織染色 40倍希釈にて使用可能
使用方法 (ホルマリン固定・パラフィン包埋切片)

特異性 : Bovine , Human α 鎖、 β 鎖と反応