

コード No. 16021

Anti-VIP Rabbit Serum

容量 : 0.2 ml

-
- はじめに : 血管作動性腸管ポリペプチド (VIP: vasoactive intestinal polypeptide)は、消化管、中枢神経細胞、自律神経線維などに存在する神経ペプチドです。局所ホルモンとして消化管機能を調節しています。
- 免疫抗原 : 合成 Porcine VIP (Bovine, Canine, Human, Porcine, Rat 共通部分を免疫)
- 包装形態 : 1% BSA, 0.05% NaN₃ 含有 PBS 0.2ml に溶解したものを凍結乾燥
- 再生方法 : 蒸留水 0.2 ml 添加
- 保存方法及び安定性 : 2~8℃保存 5年間安定
: 溶解後 -20℃保存 2年間安定
- 使用目的及び使用方法 : 免疫組織染色 500倍希釈にて使用可能
(ホルマリン固定・パラフィン包埋切片)
- 特異性 : Human Neuroblastoma にて確認