

コード No. 16031

**Anti-  
Neurotensin Rabbit Serum**

容量 : 0.2ml

免疫抗原 : 合成 Neurotensin (Bovine Canine, Human 共通部分を免疫)

由来 : 血清

性状 : 凍結乾燥(1%BSA, 0.05%NaN<sub>3</sub>含有 PBS)

再生方法 : 蒸留水 0.2ml 添加

希釈例 : 1%BSA 含有 PBS

保存方法及び : 2 ~ 8°C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20°C 保存 2 年間安定

使用目的及び : 免疫組織染色 500 倍希釈にて使用可能  
使用方法 (ホルマリン固定・パラフィン包埋切片)

特異性 : Human, Fetal Lleum にて確認