

コード No. 16051

**Anti-Human
 β -Endorphin Rabbit Serum**

容量 : 0.2 mL

はじめに : β Endorphin は、モルヒネと類似の作用を有する脳内生理活性物質でアミノ酸 31 個からなる蛋白です。下垂体前葉の ACTH 細胞、中葉、視床下部、中脳、副腎髄質、精巣、卵巣、胎盤、膵臓、腸管などに分布が認められます。

免疫抗原 : 合成 Human β Endorphin

免疫動物 : ウサギ

由来 : 血清

包装形態 : 1 %BSA, 0.05%NaN₃ を含有したものを凍結乾燥

再生方法 : 蒸留水 0.2 ml 添加

希釈例 : 1%BSA 含有 PBS

保存方法及び安定性 : 2 ~ 8 °C 保存 5 年間安定
: 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定

使用目的及び使用方法 : 免疫組織染色 500 倍希釈にて使用可能
(ブアン固定、パラフィン切片)

特異性 : Rat Pituitary にて確認