

コード No. 16071

**Anti-  
Oxytocin Rabbit Serum**

容量 : 0.2 mL

- 
- 免疫抗原 : 合成 Oxytocin (Bovine, Human, Ovine, Porcin, Rat 共通部分)
- 免疫動物 : ウサギ
- 由来 : 血清
- 包装形態 : 1 %BSA, 0.05%NaN<sub>3</sub> 含有 PBS 0.2 ml に溶解したものを凍結乾燥
- 再生方法 : 蒸留水 0.2 ml 添加
- 希釈例 : 1% BSA 含有 PBS
- 保存方法及び安定性 : 2 ~ 8 °C 保存 5 年間安定  
安定性 : 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定
- 使用目的及び使用方法 : 免疫組織染色 500 倍希釈にて使用可能  
(ホルマリン固定、パラフィン包埋切片)
- 特異性 : Rat Pituitary にて確認