

コード No. 16101

**Anti-
Corticotropin-Like Intermediate Lode Peptide (CLIP) Rabbit Serum**

容量 : 0.2mL

免疫抗原 : 合成 CLIP

由来 : 血清

性状 : 凍結乾燥(1%BSA, 0.05%NaN₃含有 PBS)

再生方法 : 蒸留水 0.2 ml 添加

希釈例 : 1%BSA 含有 PBS

保存方法及び : 2 ~ 8°C保存 5年間安定

安定性 : 溶解後 -20°C保存 2年間安定

使用目的及び : 免疫組織染色 400倍希釈にて使用可能
使用方法 (ブアン固定・パラフィン包埋切片)

特異性 : Human, Pituitary にて確認