

コード No. 16161

**Anti-Porcine
Brain Natriuretic Peptide (BNP) Rabbit serum**

容量 : 0.2mL

免疫抗原 : 合成 Porcine BNP

由来 : 血清

性状 : 凍結乾燥(1%BSA, 0.05%NaN₃含有 PBS)

再生方法 : 蒸留水 0.2 ml 添加

保存方法及び : 2 ~ 8°C保存 5年間安定

安定性 : 溶解後 -20°C保存 2年間安定

使用目的及び : 免疫組織染色 80~160倍希釈にて使用可能
使用方法 (4%パラホルムアルデヒド固定・凍結切片)

特異性 : Human, Rat, Pituitary にて確認