

コード No. 17302

Rabbit Whole Serum
(ウサギ正常血清)

容量 : 5 mL

血清性状 : 未希釈全血清**性状** : ウサギ血清をフィルターろ過、56 °C 30 分間非働化处理し、防腐剤としてアジ化ナトリウムを 0.05 % 添加後、凍結乾燥**使用例** : 免疫組織化学染色 陰性コントロール 20~1,000 倍希釈
: 免疫組織化学染色 ブロッキング剤
(2 次抗体としてウサギ由来の抗体を使用する際 10~20 倍での希釈使用が一般的)
: ELISA 法のブロッキング 10~20 倍希釈**再生方法** : 精製水 5.0 mL 添加**保存方法及び
安定性** : 2 ~ 8 °C 保存 5 年間安定
溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定**注意事項** : 凍結融解を繰り返すとタンパク変性、酵素失活など反応系に悪影響がでる事があります。
血清の希釈は生理食塩液などイオン強度を考慮した緩衝液をご使用下さい。