

コード No. 17314

Mouse IgG

容量 : 1 mg

-
- はじめに : 正常マウス血清よりプロテイン A カラムを用いて IgG に精製したものを凍結乾燥しました。防腐剤および安定化剤等は含有していません。
- 精製方法 : Protein A による特異精製
- 包装形態 : PBS 1mL に溶解したものを凍結乾燥
- 再生方法 : 精製水 1 mL 添加
- 保存方法及び安定性 : 2~8 °C 保存 5 年間安定
: 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定
- 使用目的 : 免疫染色, ウェスタンブロッティング等の陰性コントロール