

コード No. 17316

Rat IgG

容量 : 1 mg

はじめに : 正常ラット血清よりプロテイン A カラムを用いて IgG に精製したものを凍結乾燥しました。防腐剤および安定化剤等は含有していません。

精製方法 : Protein A による特異精製

包装形態 : PBS 1ml に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 蒸留水 1 ml 添加

保存方法及び : 2~8℃保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20℃保存 2 年間安定

使用目的 : 免疫染色, ウェスタンブロッティング等の陰性コントロール