

コード No. 17508

**Anti-Mouse
IgG (H+L) Rabbit IgG Fab' - HRP**

容量 : 0.2 mg

免疫抗原 : Mouse IgG (H+L)

免疫動物 : ウサギ

標識 : Fab'分画後、HRP を標識

精製方法 : 抗原特異精製

吸収操作 : ヤギ IgG、ウサギ IgG、ヒト IgG にて吸収操作済 (ラット IgG 未吸収)

特異性 : 吸収動物の免疫グロブリンとの交差反応は 0.1%以下

性状 : 抗体 0.2 mg を 1 % BSA 含有 PB (pH6.5) 1.0 mL に溶解後凍結乾燥
(防腐剤としてプロクリン 300 含有)

再生方法 : 精製水 1.0 mL 添加

使用例 : ウェスタン・ブロッティング (ECL) 10~100 ng/mL (2,000~20,000 倍希釈)
ELISA, Cell ELISA 250~500 ng/mL (400~800 倍希釈)

保存方法及び安定性 : 凍結乾燥品 -20 °C 保存 5 年間安定
溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定