

コード No. 17562

**Anti-Rabbit
IgG (H+L) Goat IgG Affinity Purify**

容量 : 1mg

免疫抗原 : Rabbit IgG (H+L)

免疫動物 : ヤギ

精製方法 : 抗原特異精製

吸収操作 : ヤギ IgG、マウス IgG、ラット IgG、ヒト IgG にて吸収操作済み

特異性 : Rabbit IgG : 100 %
Mouse IgG・Rat IgG : 0.1 %以下
Human IgG : 0.5 %以下

性状 : 抗体 1mg を 0.05% NaN₃, 1% BSA 含有 PBS (pH 7.4) 1.0 ml に溶解後
凍結乾燥

再生方法 : 蒸留水 1.0 ml 添加

使用例 : 免疫組織染色 1 - 10 μ g/ml
ウエスタンブロッティング 1 - 10 μ g/ml

希釈方法 : 1% BSA 含有 PBS (pH 7.4)

保存方法及び安定性 : 凍結乾燥品 2~8℃保存 5 年間安定
溶解後 -20℃保存 2 年間安定