

コード No. 17567

**Anti-Human
IgG (Fc) Goat IgG Affinity Purify**

容量 : 1 mg

免疫抗原 : Human IgG (Fc)

免疫動物 : ヤギ

精製方法 : 抗原特異精製

吸収操作 : ヤギ IgG、ウサギ IgG、マウス IgG、ラット IgG にて吸収操作済み

性状 : 抗体 1mg を 0.05% NaN₃, 1% BSA 含有 PBS (pH 7.4) 1.0 ml に溶解後凍結乾燥

再生方法 : 蒸留水 1.0 ml 添加

使用例 : 免疫組織染色 1 - 10 μ g/ml
ウエスタン・ブロッティング 1 - 10 μ g/ml

希釈方法 : 1% BSA 含有 PBS (pH 7.4)

保存方法及び安定性 : 凍結乾燥品 2~8°C保存 5年間安定
溶解後 -20°C保存 2年間安定