

コード No. 17568

**Anti-Mouse
IgG (H+L) Rabbit IgG Affinity Purify**

容量 : 1 mg

ロット No. :

免疫抗原 : Mouse IgG (H+L)

免疫動物 : ウサギ

精製方法 : 抗原特異精製

吸収操作 : ヤギ IgG、ウサギ IgG、ヒト IgG にて吸収操作済み(ラット IgG 未吸収)

性状 : 抗体 1 mg を 0.05 % NaN₃、1 % BSA 含有 PBS (pH 7.4) 1.0 mL に溶解後凍結乾燥

再生方法 : 精製水 1.0 mL 添加

使用例 : 免疫組織染色 1 - 10 µg/mL
ウエスタン・ブロッティング 1 - 10 µg/mL

希釈方法 : 1 % BSA 含有 PBS (pH 7.4)

保存方法及び安定性 : 凍結乾燥品 2 - 8 °C 保存 5 年間安定
溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定