

コード No. 18114

**Anti-Human
SCF (K151) Rabbit IgG Affinity Purify**

容量 : 100 µg

はじめに : Stem Cell Factor(SCF)は c-kit のリガンドとして発見され、その機能は、多肢にわたり幹細胞のみならずより成熟した血球系細胞 特に肥満細胞の増殖促進作用、生殖細胞の発達促進、メラノサイトの発達促進作用が知られています。

免疫抗原 : Human SCF の合成ペプチド

精製方法 : 抗原ペプチドによる特異精製

免疫動物 : ウサギ

包装形態 : 1 %BSA, 0.05%NaN₃ 含有 PBS 1.0 mL に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 蒸留水 1.0 mL 添加

保存方法及び : 2 ~ 8 °C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定

使用目的及び : ウェスタン・ブロッティング 1~5 µg/mL にて使用可能

使用方法

交差性 : Mouse SCF, Rat SCF と交差反応あり