

コード No. 18291

**Anti-Rat
GRO/CINC-3 Rabbit IgG Affinity Purify**

容量 : 500 μ g

略名 : GRO (Growth Related Oncogene)
CINC (Cytokine-Induced Neutrophil Chemo-attractants)

免疫抗原 : Recombinant Rat GRO/CINC-3

精製方法 : プロテイン A による特異精製

免疫動物 : ウサギ

抗体価 : ELISA 法にて 20,000 倍以上

包装形態 : PBS 1.0 ml に溶解したものを凍結乾燥

保存方法及び : 2~8℃保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20℃保存 2 年間安定

使用目的及び : ウェスタン・ブロッティング 2~5 μ g/ml にて使用可能
使用方法

特異性 : Mouse MIP-2, Rat GRO/CINC-3 と反応

交差性 : Rat GRO/CINC-1, Rat GRO/CINC-2 α , 2 β と非交差