

コード No. 18292

**Anti-Rat
GRO/CINC-3 Rabbit IgG Affinity Purify, C-Terminus Specific**

容量 : 100 μ g

略名 : GRO (Growth Related Oncogene)
CINC (Cytokine-Induced Neutrophil Chemo-attractants)

免疫抗原 : Rat GRO/CINC-3 C 端部分合成ペプチド

精製方法 : 抗原ペプチドによる特異精製

免疫動物 : ウサギ

抗体価 : ELISA 法にて 30,000 倍以上

包装形態 : PBS 1.0 ml に溶解したものを凍結乾燥

保存方法及び : 2~8°C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20°C 保存 2 年間安定

使用目的及び : ウェスタン・ブロッティング 2~5 μ g/ml にて使用可能
使用方法

特異性 : Recombinant Rat GRO/CINC-3 と反応

交差性 : Recombinant Rat GRO/CINC -1, -2 α , 2 β と非交差