

コード No. 18365

**Anti-Human
GRO β (C) Rabbit IgG Affinity Purify**

容量 : 100 μ g

はじめに : IL-8 ファミリーに属するヒト GRO (Growth Related Oncogene)は、内皮細胞の増殖を抑制するポリペプチドで、 α , β , γ の 3 つのアイソフォームを有します。GRO β は生体内投与で血管新生を抑制する事が報告されています。

免疫抗原 : Human GRO β の C 端部分合成ペプチド

精製方法 : 抗原ペプチドによる特異精製

包装形態 : 1 % BSA、0.05 % NaN₃ 含有 PBS 1.0 mL に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 精製水 1.0 mL 添加(この時濃度は 100 μ g/mL となります)

保存方法及び : 2 ~ 8 °C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定

使用目的及び : ウェスタンブロッティング 5 μ g/mL にて使用可能
使用方法

特異性 : Recombinant Human GRO β と反応
Recombinant Human GRO α と非交差

参考文献 : 1. Kanda Y, Koike K, Sakamoto Y, Osako Y, Masuhara K, Watanabe K, Tsurufuji S, Hirota K, Miyake A. GRO-alpha in human serum: differences related to age and sex. Am J Reprod Immunol. 1997 Jul;38(1):33-8.