

コード No. 18366

**Anti-Mouse
KC (C) Rabbit IgG Affinity Purify**

容量 : 100 µg

はじめに : マウス KC (Keratinocyte-derived Cytokine)は IL-8 ファミリーに属するヒト GRO タンパク質のカウンターパートで、活性化された単球、線維芽細胞等からの産生が報告されています。

免疫抗原 : Mouse KC の C 端部分合成ペプチド

精製方法 : 抗原ペプチドによる特異精製

包装形態 : PBS 1.0 mL に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 精製水 1.0 mL 添加(この時濃度は 100 µg/mL となります)

保存方法及び : 2 ~ 8 °C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定

使用目的及び : 免疫組織染色 5 µg/mL (ホルマリン固定、パラフィン切片)にて使用可能

使用方法 : ウェスタン・ブロッティング 1~5 µg/mL にて使用可能

特異性 : Mouse KC 100 %
Human IL-8 < 0.1 %
Human GRO α < 0.1 %
Rat GRO/CINC-1 100 %
Rat GRO/CINC-2α, Rat GRO/CINC-2β, Rat GRO/CINC-3, Mouse MIP-2 と
非交差