

コード No. 18651

**Anti-Human
Thioredoxin (C) Rabbit IgG Affinity Purify**

容量 : 100 μ g

免疫抗原 : Human Thioredoxin の C 端部分合成ペプチド

Ig 型 : IgG

由来 : 血清

精製方法 : 抗原による特異精製

性状 : 凍結乾燥 (1%BSA,0.05%NaN₃ 含有 PBS)

再生方法 : 蒸留水 1.0 ml 添加

希釈例 : 1%BSA 含有 PBS

保存方法及び : 2 ~ 8°C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20°C 保存 2 年間安定

使用目的及び : ウェスタン・ブロッティング 2~5 μ g/ml にて使用可能
使用方法