



アルツハイマー病関連 Assay Kits (96Well) 一覧

豊富な製品ラインアップ!

- 研究用試薬 -

【検出対象】H: ヒト M: マウス R: ラット

製品コード	検出対象	製品名	定価 (税抜き)	測定範囲	測定対象				
					血清	EDTA- 血漿	CSF	脳組織 抽出液	培養 上清
Amyloidβ									
27729	H	Human Amyloid β (1-x) Assay Kit - IBL	78,000円	7.81-500 pg/mL (1.8-115.5 pmol/L)	○	○	○	○	○
27717	H	Human Amyloid β (1-38) (FL) Assay Kit - IBL	120,000円	9.38-600 pg/mL (2.27-145.23 pmol/L)	/	/	○	/	○
27713	H	Human Amyloid β (1-40) Assay Kit - IBL	78,000円	7.81-500 pg/mL (1.8-115.5 pmol/L)	○	○	○	○	○
27714	H	Human Amyloid β (1-40) (N) Assay Kit - IBL	78,000円	15.63-1000 pg/mL (3.6-230.9 pmol/L)	○	○	○	○	○
27718	H	Human Amyloid β (1-40) (FL) Assay Kit - IBL	78,000円	1.56-100 pg/mL (0.36-23.09 pmol/L)	○	○	○	○	○
27711	H	Human Amyloid β (1-42) Assay Kit - IBL	78,000円	12.5-800 pg/mL (2.8-177.4 pmol/L)	/	/	○	○	○
27712	H	Human Amyloid β (1-42) (N) Assay Kit - IBL	78,000円	6.25-400 pg/mL (1.4-88.7 pmol/L)	/	/	○	○	○
27719	H	Human Amyloid β (1-42) (FL) Assay Kit - IBL	120,000円	1.56-100 pg/mL (0.35-22.17 pmol/L)	/	○	○	/	○
27710	H	Human Amyloid β (1-43) (FL) Assay Kit - IBL	120,000円	2.34-150 pg/mL (0.51-32.5 pmol/L)	/	/	○	/	○
27418	H	Human Amyloid β (N3pE-40) Assay Kit - IBL	78,000円	3.13-200 pg/mL (0.8-48.5 pmol/L)	/	/	/	○	/
27716	H	Human Amyloid β (N3pE-42) Assay Kit - IBL	78,000円	7.75-496 pg/mL (1.8-115 pmol/L)	/	/	/	○	/
27725	H	Human Amyloid β Oligomers (82E1-specific) Assay Kit - IBL	120,000円	18.98-1215 pmol/mL	○	○	/	○	/
27720	M/R	Mouse/Rat Amyloid β (1-40) High Specific Assay Kit - IBL	78,000円	1.56-100 pg/mL (0.37-23.6 pmol/L)	○	○	/	○	○
27721	M/R	Mouse/Rat Amyloid β (1-42) Assay Kit - IBL	78,000円	1.56-100 pg/mL (0.35-22.6 pmol/L)	○	○	/	/	/
APP									
27736	H	Human APP770 Assay Kit - IBL	150,000円	0.10-6.2 ng/mL	/	○	○	/	○
27731	H	Human sAPP, Total (highly sensitive) Assay Kit - IBL	98,000円	0.39-25 ng/mL	○	○	○	/	○
27734	H	Human sAPP α (highly sensitive) Assay Kit - IBL	98,000円	0.78-50 ng/mL	○	○	○	/	○
27732	H	Human sAPP β -w (highly sensitive) Assay Kit - IBL	98,000円	0.78-50 ng/mL	/	○	○	/	○
27733	H	Human sAPP β -sw (highly sensitive) Assay Kit - IBL	98,000円	0.39-25 ng/mL	/	○ (Tg2576)	/	/	○
27776	H	Human APP β CTF Assay Kit - IBL	98,000円	0.19-12 pmol/L	培養細胞抽出液				
27416	M	Mouse sAPP β -w Assay Kit - IBL	120,000円	13 ~ 800 pg/mL	/	○	/	/	○
27419	M/R	Mouse/Rat sAPP α (highly sensitive) Assay Kit - IBL	98,000円	4.1-260 pg/mL	○	○	/	/	○
α 2,6-シアル酸転移酵素									
27408	R	Rat α 2, 6-Sialyltransferase (E41 Form) Assay Kit - IBL	98,000円	0.31-20 ng/mL	○	○	/	/	○
27762	H/M/R	α 2, 6-Sialyltransferase Assay Kit - IBL	98,000円	1.09-70 ng/mL	○	○	/	/	○
BACE1									
27752	H/M/R	BACE1 Assay Kit - IBL	98,000円	1.56-100 ng/mL	培養細胞抽出液			○	/

β -Secretase

α -Secretase

γ -Secretase



Amyloid β

Polyclonal Antibody Monoclonal Antibody Assay kit

β -Secretase


α -Secretase

γ -Secretase



Human

D A E F R H D S G Y E V H H Q K L V F F A E D V G S N K G A I I G L M V G G V V I A T



Antibodies

ELISA Kits



APP

Polyclonal Antibody

Monoclonal Antibody


Assay kit

ST6Gal I

β-Secretase

α-Secretase

γ-Secretase



Antibodies


ELISA Kits



Human



Mouse Rat



β-Secretase

α-Secretase

γ-Secretase

Amyloidβ

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIAI

(製品・受託測定に関するお問合せ、請求先)



アルツハイマー病関連

抗体製品一覧

豊富な製品ラインアップ！

- 研究用試薬 -

※一律15,000円

【検出対象】H: ヒト M: マウス R: ラット

製品コード	検出対象	製品名	アプリケーション	定価 (税抜き)	容量	小容量※
Amyloidβ						
10323	H	Anti-Human Amyloid β (N) (82E1) Mouse IgG MoAb	IHC, WB, IP	58,000円	50μG	5μG
10326	H	Anti-Human Amyloid β (N) (82E1) Mouse IgG MoAb Biotin	IHC, WB, IP	58,000円	50μG	5μG
18584	H	Anti-Human Amyloid β (N) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10027	H	Anti-Human Amyloid β (11-28) (12B2) Mouse IgG MoAb	IHC, WB, IP	65,000円	50μG	5μG
18580	H	Anti-Human Amyloid β (1-40) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
10047	H	Anti-Human Amyloid β (35-40) (1A10) Mouse IgG MoAb	IHC, WB, IP	65,000円	50μG	5μG
18582	H	Anti-Human Amyloid β (1-42) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
18583	H	Anti-Human Amyloid β (1-43) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
18591	H	Anti-Human Amyloid β (N3pE) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	50μG	5μG
10379	H	Anti-Human Amyloidβ E22P (11A1) Mouse IgG MoAb	IHC, WB, IP	58,000円	50μG	5μG
APP						
11090	H	Anti-Human APP (N) (10D1) Mouse IgG MoAb	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
18961	H	Anti-Human APP (C) Rabbit IgG Affinity Purify	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
28053	H/M/R	Anti-APP (18) Rabbit IgG Affinity Purify	WB	58,000円	100μG	10μG
28055	M/R	Anti-Mouse/Rat APP (597) Rabbit IgG Affinity Purify	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
28133	H	Anti-Human APP770 (351) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
28021	H/M	Anti-APP (Phosphorylated) Rabbit IgG Affinity Purify	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
11088	H	Anti-Human sAPPα (2B3) Mouse IgG MoAb	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
18957	H	Anti-Human sAPPβ-Wild Type Rabbit IgG Affinity Purify	WB, IP	58,000円	100μG	10μG
10321	H	Anti-Human sAPPβ-sw (6A1) Mouse IgG MoAb	WB, ICC	53,000円	100μG	10μG
α 2,6-シアル酸転移酵素						
18983	R	Anti-Rat α2, 6-Sialyltransferase (E41) Rabbit IgG Affinity Purify	WB	58,000円	100μG	10μG
18985	H/M/R	Anti-α2, 6-Sialyltransferase (C) Rabbit IgG Affinity Purify	WB	58,000円	100μG	10μG
28047	H/M/R	Anti-α2, 6-Sialyltransferase (M2) Rabbit IgG Affinity Purify	WB	58,000円	100μG	10μG
18711	H/M/R	Anti-Human BACE1(C) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB, IP	58,000円	100μG	10μG
28051	H/M/R	Anti-BACE1 (42) Rabbit IgG Affinity Purify	WB, ICC	58,000円	100μG	10μG
その他・アルツハイマー病関連抗体						
18721	H	Anti-Human Tau Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
11092	H	Anti-Human Tau (Phosphorylated) (C5) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10233	H	Anti-Human Tau/Amino Junction (9A1) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10235	H	Anti-Human Tau/E2 Junction (1A1) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10237	H	Anti-Human Tau/Repeat Domain (2B11) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10025	H	Anti-Human ApoE4 (5B5) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	53,000円	200μG	10μG
28023	M/R	Anti-Drebrin A (DAS2) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB, ICC	58,000円	50μG	5μG
28069	R	Anti-Rat LRG (128) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	58,000円	100μG	10μG
10151	H	Anti-Human Presenilin-1 (17C2) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	53,000円	200μG	15μG

取扱い販売代理店