












ホルマリン・パラフィン










免疫組織染色用抗体

- 研究用試薬 -

■ CEA	■ NSE	■ Amyloid β
		
ヒト大腸がん ホルマリン、パラフィン NCA 非交差	ヒト大脳 ホルマリン、パラフィン	ヒト脳(アルツハイマー病) ホルマリン、パラフィン ギ酸処理
■ c-Kit	■ S-100	■ Olig2
		
ヒト胃 ホルマリン、パラフィン	ヒト断端神経腫 ホルマリン、パラフィン	ヒトオリゴデンドログリオーマ ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理
■ Bcl-1/cyclin D1	■ α-Synuclein	■ Bovine GFAP
		
ヒト乳癌 ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理	ヒト脳 ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理	ヒト脳 ホルマリン、パラフィン

【検出対象】H: ヒト M: マウス R: ラット

製品コード	検出対象	製品名	アプリケーション	定価 (税抜き)	容量	定価 (税抜き)	小容量
10094	H	Anti-Human CEA (1B2) Mouse IgG MoAb	IHC	¥ 85,000	500 μ G	¥ 52,000	20 μ G
11031	H	Anti- NSE (3-3-C) Mouse IgG MoAb	IHC	¥ 53,000	1mL	-	-
10323	H	Anti-Human Amyloid β (N) (82E1) Mouse IgG MoAb	IHC,WB,IP	¥ 58,000	50 μ G	¥ 15,000	5 μ G
18101	H	Anti-Human c-Kit (K963) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
11071	H	Anti- S100 Protein (2A10) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	¥ 53,000	1mL	-	-
18953	H	Anti-Human Olig2 Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
11011	H	Anti- Bcl-1/Cyclin D1 (5D4) Mouse MoAb	IHC, WB	¥ 53,000	1mL	¥ 39,800	200 μ G
18671	H	Anti-Human α -Synuclein (S122) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
11051	H	Anti-Bovine GFAP (G-25-8-3) Mouse MoAb	IHC	¥ 53,000	1mL	-	-

■ NapsinA	■ GLUT-1	■ Podoplanin
		
肺がん(高分化型腺癌) ホルマリン、パラフィン	胸膜中皮腫 ホルマリン、パラフィン 染色写真提供 順天堂大学 分子病態病態学 樋野興夫教授	悪性胸膜中皮腫 染色写真提供 順天堂大学 分子病態病態学 樋野興夫教授
■ COX-2	■ Syndecan-4	■ P16
		
ヒト肺腺がん ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理	胸膜中皮腫 ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理 染色写真提供 順天堂大学 分子病態病態学 樋野興夫教授	ヒト子宮頸がん ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理
■ CD109	■ Galectin-3	■ P53
		
筋上皮 ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理 染色写真提供 名古屋大学 腫瘍病理学 高橋雅英教授	ヒト脳 ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理	ヒト大腸がん ホルマリン、パラフィン マイクロウェーブ処理

【検出対象】H: ヒト M: マウス R: ラット

製品コード	検出対象	製品名	アプリケーション	定価(税抜き)	容量	定価(税抜き)	小容量
10221	H	Anti-Human Napsin A (TMU-Ad02) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	¥ 48,000	50 μ G	¥ 15,000	5 μ G
18901	H	Anti-Human GLUT-1 Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
28049	H	Anti-Human Podoplanin Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
10211	H	Anti-Human COX-2 (13H14) Mouse IgG MoAb	IHC, WB, IP	¥ 48,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
18751	H	Anti-Human Syndecan-4 Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
11104	H	Anti-Human p16 INK4a (1H4) Mouse IgG MoAb	IHC, WB, IP	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
28061	H	Anti-Human CD109 (1383) Rabbit IgG Affinity Purify	IHC, WB, IP	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
11100	H	Anti-Human Galectin-3 (38B2) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	¥ 58,000	100 μ G	¥ 15,000	10 μ G
10041	H	Anti-Human p53 (Bp53-12) Mouse IgG MoAb	IHC, WB	¥ 68,000	500 μ G	¥ 38,000	200 μ G

取扱い販売代理店