

コード No. 17662

**Anti-Mouse
IgG (H+L) Goat IgG Affinity Purify**

容量 : 1mg

ロット No. :

免疫抗原 : Mouse IgG (H+L)

精製方法 : 抗原特異精製

吸収操作 : ラット IgG、ヤギ IgG、ウサギ IgG、ヒト IgG にて吸収操作済み

包装形態 : 抗体 1mg を 0.05% NaN₃, 1% BSA 含有 PBS (pH 7.4) 1.0 mL に溶解後凍結乾燥

再生方法 : 精製水 1.0 mL 添加

保存方法及び : 凍結乾燥品 2~8 °C 保存 5 年間安定

安定性 : 溶解後 -20 °C 保存 2 年間安定

使用目的及び : 免疫組織染色 1 ~ 10 µg/mL

使用方法 : ウェスタンブロッティング 1 ~ 10 µg/mL

特異性 : ヤギ IgG、ウサギ IgG、ヒト IgG との交差反応は 0.1 % 以下
ラット IgG との交差反応は 0.5%