

原料規格書

IBL 株式会社 免疫生物研究所
群馬県藤岡市中字東田 1091 番地1
Tel:0274(50)8666 Fax:0274(23)6055
e-mail: ibl-collagen@ibl-japan.co.jp

| | |
|---------------------|---|
| コード No. | 54101 |
| 販売名 | ネオシルク®-ヒト型コラーゲンIII |
| INCI名称 化粧品成分表示名称 | Silkworm sh-Polypeptide-69 (カイコ合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-69) |
| 由来 | トランスジェニックカイコのマユから抽出、精製 |

| 規格項目 | 規格値 | 試験方法 |
|---|--|------------------------|
| 性状 | 本品は白色の乾燥塊で、においはほとんど無い。 | 官能試験 |
| 確認試験 | | |
| (1) SDS-PAGE | コラーゲン標準液の α 鎖(C末端515 アミノ酸)に相当するタンパク質バンドに一致する。 | SDS-PAGE 法 (原料規格) |
| 純度試験 | | |
| (1)重金属(Pbとして) | 検出せず(5ppm以下) | 食品添加物公定書 硫化ナトリウム比色法 |
| (2)ヒ素(As ₂ O ₃ として) | 検出せず(0.1ppm以下) | 衛生試験法 注解 原子吸光光度法 |

| | |
|------------|--|
| 荷姿 | ① 梱包形態及び内容量 100mg 容 PET ② 表示内容 品名、ロット No.、容量、保管条件 |
| 保管条件 | 2~8℃保存 |
| 品質保証期間 | 納入後未開封にて 2~8℃保存 2年間 開封後は保証不可 |
| 取扱上の注意 | 開封、再構成後は、菌等の混入を避けるよう注意を払い、できるだけ早めに使い切ること |
| キャリアオーバー成分 | なし |