

事前にご検討・情報提供頂く事項

■送付頂く検体について

お送り頂く検体について以下の確認をさせて頂く場合がございます

乳び検体の有無

検体の保存状況（凍結保存 or 冷蔵保存）

検体の状態によっては作業が難しい場合もございます。予めご了承下さい

■分取検体の返却条件



お送りできる分取検体の量は各分画とも
約250 μ lです
分取検体は凍結保存状態にてお送りします
(冷蔵保存希望の方は事前にお知らせください)

チューブは自立式の凍結保存チューブを使用しています

分取後はフリーズボックスに入れて発送致します

以下返却条件を、担当営業へお知らせ下さい

必要検体条件・価格・納期

■ご用意頂く検体量・条件

– 血清または血漿 1.2ml / 検体 以上

上記検体量より少ない場合はご相談ください

検体は-20 $^{\circ}$ C以下で凍結保存をしてください

冷蔵検体での作業をご希望の方は予め弊社までご相談ください

■価格

– 基本料金 : ¥148,000 (税別)

内容 : 最大3検体までの超遠心分取作業、分取検体送付、LipoSEARCH測定データ付
4検体以上をご依頼の場合は、追加1検体につき¥35,000(税別)で対応可能です
1作業につき、最大9検体まで同時作業可能です

■納期

– 弊社検体到着後、2~3週間以内を標準的な納期とさせて頂いております

– 多検体数や弊社ラボの混雑状況によっては、納期が延びる場合がございます。予めご了承下さい。その場合は改めて調整した納期をお知らせ致します

■その他注意事項

– 残検体の返却は行っておりません。予めご了承下さい。

