

生活習慣病関連バイオマーカー 研究検査受託 - 1

<対象検体> H: ヒト M: マウス R: ラット

脂質代謝					
項目	対象検体	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
ApoB 100	H	ELISA	100μL	凍結	9,000円/検体
EL-C terminal	H	ELISA	100μL	凍結	9,000円/検体
HTGL	H	ELISA	100μL	凍結	9,000円/検体
GPIHBP1	H	ELISA	200μL	凍結	9,000円/検体
ApoA5	H	ELISA	100μL	凍結	9,000円/検体
ANGPTL3	H	ELISA	100μL	凍結	9,000円/検体
ANGPTL4	H	ELISA	500μL	凍結	11,000円/検体
ANGPTL8	H	ELISA	200μL	凍結	9,000円/検体
GPIHBP1自己抗体	H	ELISA	100μL	凍結	11,000円/検体
GPIHBP1添加回収	H	ELISA	100μL	凍結	11,000円/検体

糖代謝 (インクレチン)					
項目	動物種	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
活性型 GLP-1	H, M, R	ELISA	500μL	凍結	9,000円/検体
活性型 GIP	H, M, R	ELISA	500μL	凍結	9,000円/検体
高感度 Insulin	M, R	ELISA	200uL	凍結	9,000円/検体
DPP4	H	ELISA	100μL	凍結	9,000円/検体

腎・高血圧					
項目	動物種	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
Gd-IgA1	H	ELISA	100μL	凍結	11,000円/検体
Total Angiotensinogen	H, M, R	ELISA	50μL	凍結	11,000円/検体
soluble (Pro) renin receptor	H, R	ELISA	100μL	凍結	11,000円/検体



生活習慣病関連バイオマーカー 研究検査受託 - 2

<対象検体> H: ヒト M: マウス R: ラット

特殊研究検査					
項目	動物種	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
Fiblin-5/DANCE	H, M, R	ELISA	100μL	凍結	9,000円/検体
α-Klotho	H	ELISA	500μL	凍結	11,000円/検体
ANGPTL2	H	ELISA	200μL	凍結	11,000円/検体
FGF19	H	ELISA	200μL	凍結	11,000円/検体
FGF21	H	ELISA	200μL	凍結	11,000円/検体
Mac-2bp	H, M	ELISA	50μL	凍結	9,000円/検体
APP770	H	ELISA	200μL	凍結	12,000円/検体
Leptin	H, R, M	ELISA	200μL	凍結	ご照会

筋・骨代謝					
項目	動物種	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
N-Titin (尿)	H, M, R 他	ELISA	500μL	凍結	11,000円/検体
クレアチニン (尿)	H	自動分析	500μL	凍結	1,000円/検体
DMP1	H, R	ELISA	200μL	凍結	11,000円/検体

中皮腫アセスメント					
項目	動物種	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
N-ERC	H, R, M	ELISA	100μL	凍結	11,000円/検体

- IBL ELISA 測定キットを用いて検査を行います。
- IBL解析センター(登録衛生検査所)にて実施致します。
- 5検体以上～ から引受け致します。

※ その他の測定項目についてもご相談ください。

※ ご注意:本項目は研究項目で保険対象外です。測定結果を診断に用いることはできません。

※ 上記測定単価に検体発送にかかる費用は含まれません

価格は税別です。お問合せは弊社営業部まで、お気軽にご連絡ください。

