

生活習慣病関連バイオマーカー 研究検査受託

- IBL ELISA測定キットを用いて検査を行います。（一部を除く）
- 測定は、弊社臨床検査部門（IBL解析センター：登録衛生検査所）にて行います。
- 引き受け（10検体以上～） ※10検体に満たない場合でもご相談下さい。

<動物種> H: ヒト M: マウス R: ラット

脂質代謝							
コード番号	項目	動物種	対象検体	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
77015	ApoB 100	H	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77018	EL-C terminal	H	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77010	HTGL	H	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77012	GPIHBP1	H	血清、血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77014	ApoA5	H	血清、血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77016	ANGPTL3	H	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77017	ANGPTL4	H	△血清、血漿	ELISA	500μl	凍結	12,000円/検体
77007	ANGPTL8	H	血清、血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77013	GPIHBP1自己抗体	H	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77029	GPIHBP1添加回収	H	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77033	LPL-IBL	H	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体

糖代謝（インクレチン）							
コード番号	項目	動物種	対象検体	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
77008	活性型 GLP-1	H, M, R	血漿* ²	ELISA	500μl	凍結	12,000円/検体
77009	活性型 GIP	H, M, R	血漿* ²	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77039	高感度 Insulin *¹	M, R	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77028	DPP4	H	血清、血漿、 尿	ELISA	血清 100μl 尿 200μl	凍結	12,000円/検体

*1 溶血検体はインスリン分解酵素の影響で低値を示すことがありますので避けてください。

*2 検体採取に特殊採血管が必要になります。詳しくは項目リンク先からデータシートをご参照ください。

腎・高血圧							
コード番号	項目	動物種	対象検体	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
77001	Gd-IgA1	H	血清、血漿、 尿	ELISA	血清 100μl 尿 500μl	凍結	12,000円/検体
77034	Total Angiotensinogen	H, M, R	血清、血漿、 尿	ELISA	血清 100μl 尿 200μl	凍結	12,000円/検体
77040	soluble (Pro) renin receptor	H, R	血清、血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体

<動物種> H: ヒト M: マウス R: ラット

老化関連・その他特殊研究検査							
コード番号	項目	動物種	対象検体	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
77041	Fiblin-5/DANCE	H, M, R	血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77038	α-Klotho	H	血清、血漿	ELISA	500μl	凍結	12,000円/検体
77006	ANGPTL2	H	血清、血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77042	FGF19	H	血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77037	FGF21	H	血清、血漿	ELISA	500μl	凍結	12,000円/検体
77043	Mac-2bp	H, M	血清、血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77030	APP770	H	血漿	ELISA	100μl	凍結	12,000円/検体
77048	Neurofilament light chain	H	脳脊髄液	ELISA	500μl	凍結	12,000円/検体
77044	Leptin	H, R, M	血清、血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体

筋・骨代謝							
コード番号	項目	動物種	対象検体	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
77019	N-Titin (尿)	H	尿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77047	N-Titin (血清)	H	血清	ELISA	500μl	凍結	12,000円/検体
77036	Mouse N-Titin (尿)	M, R 他	尿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体
77050	Mouse N-Titin (血清)	M, R	血清	ELISA	500μl	凍結	12,000円/検体
77021	クレアチニン (尿)	H	尿	自動分析	500μl	凍結	1,000円/検体
77026	DMP1	H, R	血清、血漿、尿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体

中皮腫アセスメント							
コード番号	項目	動物種	対象検体	測定法	必要検体量	保存条件	価格(税別)
77045	N-ERC	H, R, M	血漿	ELISA	200μl	凍結	12,000円/検体

※その他の測定項目についてもご相談ください。
 ※ご注意：本項目は研究項目で保険対象外です。測定結果を診断に用いることはできません。
 ※ハイパーリンクは各項目の代表製品に設定しております。
 製品参照の際は必ず測定対象の動物種をご確認いただくか、関連製品をご参照ください。
 ※上記測定単価に検体発送にかかる費用は含まれません。
 価格は税別です。お問合せは弊社営業部まで、お気軽にご連絡ください。